

2020年11月11日

報道関係各位

ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社
東京都港区港南 1-2-70

新型コロナウイルス 迅速抗体検査キット 研究用として発売

ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社(本社:東京都港区/代表取締役社長 兼 CEO:小笠原 信)は、専用の装置を使わずに、新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の IgG 抗体および IgM 抗体を同時に検出する研究用試薬「SARS-CoV-2 Rapid Antibody Test RUO」を2020年11月12日に日本で発売することをお知らせします。

「SARS-CoV-2 Rapid Antibody Test RUO」は、指先などから採取した少量(20 μ L)の血液を用いて血中の新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)の IgG 抗体、IgM 抗体を同時に検出する研究用試薬です。専用の装置は必要なく、約10分で結果が得られます。IgG 抗体と IgM 抗体、それぞれの抗体の有無について識別したい場合や、静脈採血が困難な場合での使用が期待できます。本品はロシュが世界的な販売代理店契約を締結している SD Biosensor Inc. (SD バイオセンサー)との提携によるもので、2020年7月28日に CE マーク対象地域で発売されました。

【製品概要】

(1) 製品名

SARS-CoV-2 Rapid Antibody Test RUO


(2) 特徴

- ・イムノクロマト法により新型コロナウイルスの IgG 抗体、および IgM 抗体を検出します。
- ・専用の測定装置は不要。血液をキットに滴下すれば10分後に結果が得られます。
- ・指先などから採取した毛細管全血(20 μ L)のほか、血清、血漿(それぞれ10 μ L)も使用可能。

【SD バイオセンサーについて】

SD バイオセンサーは、革新的な技術を駆使した体外診断用製品を提供している企業です。2010年に設立され、血糖値、糖化ヘモグロビン、コレステロールの診断薬の販売をグローバルに展開しています。

【製品写真】



本件のお問い合わせ先: コミュニケーション部門 email: tokyo.pr@roche.com

ロシュ・ダイアグノスティクス株式会社について

スイス・バーゼルに本社を置く世界有数のヘルスケア企業である F. ホフマン・ラ・ロシュの診断薬事業部門の日本法人です。2020 年 1 月現在、従業員 764 人、全国 9 都市に支店を有し、体外診断薬・機器事業、研究用試薬・機器事業など幅広い領域で事業を展開しています。私たちは、医療従事者の皆さまが最適な治療選択や意思決定が行えるよう、臨床検査の医学的価値および効率性を高めるソリューションをお届けします。

詳細は、<http://www.roche-diagnostics.jp> をご覧ください。